




PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produkt Varenummer | Pressalit Public Premium Toiletpapirholder til 1 rulle toiletpapir + 1 reserverulle, poleret stål PX10210 |
| Produktbeskrivelse | VVS: 776130240 RSK: 8920358 EAN: 5708590392073  <p>Toiletpapirholder i stålhus med plads til reserverulle. Til vægmontering. Papirholderen er låsbar og inkl. monteringsæt.</p> |
| Materialer | Europæisk rustfrit stål (AISI 304) |
| Garanti Rengøring | Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabriktionsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl. |

pressalit.com