




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Premium Toiletpapirholder til 1 rulle toiletpapir + 1 reserverulle, poleret stål PX10210
Produktbeskrivelse	VVS: 776130240 EAN: 5708590392073  <p>Toiletpapirholder i stålhus med plads til reserverulle. Til vægmontering. Papirholderen er låsbar og inkl. monteringsæt.</p>
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabriktionsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®