




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Pressalit Public Premium Toiletpapirholder til 1 stor rulle toiletpapir, poleret stål PX10225
<b>Produktbeskrivelse</b>	VVS: 776130140 RSK: 8920360 EAN: 5708590392080  <p>Toiletpapirholder i stort stålhus med plads til rulle på max. Ø 280 x 100 mm. Til vægmontering. Papirholderen er låsbar og inkl. monteringsæt.</p>
<b>Materialer</b>	Europæisk rustfrit stål (AISI 304)
<b>Garanti</b> <b>Rengøring</b>	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

[pressalit.com](http://pressalit.com)