





PRESSALIT®

Universalbeslag

Varunummer

B82P999
VVS: 616810932
EAN: 5708590301891
2 st. set (höger + vänster)



Produktkapacitet

| | |
|------------------------|----------|
| Vikt | 0,203 kg |
| Vikt per kolli | 0,203 kg |
| Vikt per kolli | 0 kg |
| Antal per kolli | 0 |
| Antal per pall | 0 |

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®