




## Universal-Flex-Scharnier mit Kippanker

**Produktnummer**

D69999  
VVS: 616810957  
EAN: 5708590300221



\*65 mm / \*\* 20 mm

**Produktkapazität**

<b>Gewicht</b>	0,172 kg
<b>Gewicht, brutto</b>	0,172 kg
<b>Gewicht pro kolli</b>	0 kg
<b>Stück per kolli</b>	0
<b>Stück pro Palette</b>	0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)