
| | |
|---|---|
| **Product** | MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdreglerbar |
| **Varunummer** | R9434721000 |
| | VVS:777542420<br>RSK:8565088<br>EAN:5708590373232<br>HMI: 128428 |
| **Färg** | Vit |
| **Beskrivning** | Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.<br><br>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.<br>Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.<br><br>MSCT 1 mobilt dusch- / vårdbrits, 820 x 2190 mm, fyra nedfällbara sidor.<br>Elektrisk höjdjusterbar (batteridriven) med manöverdosa.<br>400 mm höjdjustering från 550 till 950 mm. Kan luta 3 grader (säkerställer att vattnet rinner ur avloppet).<br>Utrustad med centralt bromssystem, trådkorg för förvaring, hörnskydd i alla fyra hörnen, batteri och laddare.<br>Lyftpelare och manöverdosa är IPX6, batteri och laddare är IPX6.<br>Duschmadrass och huvudstöd måste beställas separat. |
| **Justerbar** | Höjdreglerbar |
| **Höjdjustering** | 400 mm |
| **Produktkapacitet** | Max brukarvikt (MUM): 200 kg<br>Max belastning (SWL): 250 kg (brukarvikt + vatten + tillbehör).<br>*Britsen har testats statiskt med 625 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.* |
| **Uppåtgående hastighet** | Hastighet upp: 19 mm/s<br>Hastighet ner: 19 mm/s |



| | |
|---|---|
| **Product** | MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdreglerbar |
| **Varunummer** | R9434721000 |
| **Material** | Aluminium, plastmaterial, Compact Density Fiberboards (CDF) och lackerat rostfritt stål. |
| **Ergonomi** | • De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning, dusch, torkning, av -och påklädning av brukare.<br><br>• Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av dusch-vårdbritsen.<br><br>• De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning.<br><br>• En förvaringskorg undertill gör det möjligt för vårdgivaren att förvara toalettartiklar och dylikt som behövs tillhands vid vårdtillfället.<br><br>• Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier. |

| | |
|---|---|
| **Product** | MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdreglerbar |
| **Varunummer** | R9434721000 |
| **Funktioner** | • Den mobila dusch/vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av flera användare. Två lyftpelare används för att skapa en estetiskt tilltalande, hygieniskt optimerad samt fysiskt och visuellt stabil konstruktion.<br><br>• Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och trådbunden manöverdosa.<br><br>• Säkerhetsbromsarna gör det möjligt för vårdgivaren att låsa alla fyra länkhjulen samtidigt genom att trampa på fotbromsen, vilket säkerställer bättre säkerhet och enkel användning i valfri position.<br><br>• Alla lås- och frigöringsaktivatorer aktiveras genom att trappa ner dem uppifrån för att säkerställa ergonomisk interaktion och för att förhindra fot- och tåskador. Halkfri yta och mönster på alla fyra fotbromsarna förhindrar att foten glider, även under våta förhållanden.<br><br>• Ett roterande hörnskydd i varje hörn av dusch/vård britsen skyddar de omgivande väggarna, dörrkarmarna och själva produkten om den kommer i kontakt med något under transporten.<br><br>• Elektrisk höjdjustering med batteri och laddare. Den väggmonterade laddaren för batteriet kan monteras i alla rum inkl. även utanför badrummet om så önskas. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip varje gång manöverdosan aktiveras.<br><br>• Batteriets laddningstid är ca. 3-4 timmar.<br><br>• MSCT 1 har också ett sänkt avloppsområde som tar bort vatten från hörnen och minskar mängden kvarvarande vatten för enkel tömning och torkning.<br><br>• Ett öppet avlopp och en förstorad 1,6 m slang garanterar enkel dränering som till och med gör att mänskligt avfall kan passera igenom. Kan lutas 3 grader för enklare och effektivare vattendränering. |
| **Anslutnings ström (V)** | 230 |
| **Motor** | BL1 (Linak) IPX6 |
| **Kontrollbox** | COL50 (Linak) IPX6 |
| **Manöverdosa** | HB30 (Linak) IPX6 |
| **Strömförbrukning (max.belastning)** | Strömförbrukning vid maximal belastning: 80,5 W<br>Strömförbrukning vid standby: 0,5 W |

| | |
|---|---|
| **Product** | MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdreglerbar |
| **Varunummer** | R9434721000 |
| **Garanti** | En garanti på 3 år lämnas för din produkt från inköpsdatumet.<br><br>Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel. Garantin omfattar inte fel eller skador som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig hantering, missbruk, bristande underhåll, användning av olämpliga rengöringsmedel eller felaktig montering eller demontering.<br><br>Vid reklamation ska du alltid kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte produkten. Garantin gäller under förutsättning att köp av produkten kan styrkas. Pressalit skickar en reservdel eller ersätter produkten med samma eller en liknande modell. Garantiperioden förlängs eller förnyas inte vid utbyte av produkten eller leverans av reservdelar. Om utbyte inte är möjligt har Pressalit rätt att istället återbetala köpesumman.<br><br>NOTERA<br>Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klor minskar garantitiden från normala 3 år till 1 år.<br><br>Salt och klor har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och minskar produktens livslängd.<br><br>Dessa garantivillkor gäller utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och begränsar eller utesluter inte dessa. |
| **Rengöring** | Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.<br><br>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.<br><br>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br>Accel PREVention Wipes Lingettes<br><br>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. |
| **WEEE** | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet. |

| | |
|---|---|
| **Product** | MSCT 1 mobil duschbrits, elektriskt höjdreglerbar |
| **Varunummer** | R9434721000 |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com